

# Nouvelles options disponibles pour les units dentaires

Pour répondre aux besoins grandissants et variés de ses clients, Planmeca lance de nouvelles options et nouveaux produits pour les units dentaires. Nous offrons des garanties pouvant aller jusqu'à 5 ans pour tous les nouveaux units dentaires, ce qui permet aux praticiens de mieux prévoir les coûts de maintenance. De nouvelles options sont également disponibles pour les units **Planmeca Compact™ i Classic**. En outre, la caméra intraorale USB **Planmeca Somia™** peut maintenant être achetée en version autonome. Pour compléter notre gamme de produits, nous présentons **Planmeca PlanDesk™**, un bureau de petite taille et des versions sans valve des pièces à main d'aspiration Billund.



# Table des matières

- 3 Garantie prolongée jusqu'à 5 ans disponible pour tous les nouveaux units dentaires
- 4 Nouvelles options pour Planmeca Compact™ i Classic
  - Nouvelles options pour le nettoyage des tuyaux d'aspiration
  - Connecteurs rapides pour air et eau
  - Bras de console court de 340 mm et bras adaptateur pour Planmeca ProX™
- 6 Version autonome pour la caméra intraorale USB Planmeca Somia™
- 7 Planmeca PlanDesk™
- 7 Pièces à main d'aspiration Billund sans valve



## Disponibilité

Disponible maintenant.



## Autres informations

Ms. Anu Matilainen  
Product Manager, Dental Care Units  
Tél. +358 20 779 5479  
[anu.matilainen@planmeca.com](mailto:anu.matilainen@planmeca.com)

## Garantie prolongée jusqu'à 5 ans disponible pour tous les nouveaux units dentaires

Afin d'optimiser et de mieux prévoir les coûts de maintenance, des garanties prolongées jusqu'à cinq ans sont disponibles pour tous les units dentaires.



Plaquette

[Extended 5-year warranties >>](#)



### Commander

FE004157 Garantie de l'unit dentaire (pièces uniquement) jusqu'à 5 ans, Planmeca Sovereign® Classic

FE004535 Garantie de l'unit dentaire (pièces uniquement) jusqu'à 5 ans, Planmeca Compact™ i5

FE004158 Garantie de l'unit dentaire (pièces uniquement) jusqu'à 5 ans, Planmeca Compact™ i Touch

FE004159 Garantie de l'unit dentaire (pièces uniquement) jusqu'à 5 ans, Planmeca Compact™ i Classic

# Nouvelles options pour Planmeca Compact™ i Classic

## Nouvelles options pour le nettoyage des tuyaux d'aspiration

Le **Système de nettoyage des tuyaux d'aspiration Planmeca** et les systèmes d'aspiration sélective sont maintenant également disponibles avec l'unit **Planmeca Compact™ i Classic**. Le système de nettoyage de tuyaux d'aspiration Planmeca constitue un moyen simple et efficace de nettoyer les tuyaux d'aspiration. Le système d'aspiration sélective est nécessaire avec le système de nettoyage de tuyaux d'aspiration et contribue également à réduire le niveau de bruit provoqué par l'aspiration.



### Commander

FE004565 Système de nettoyage des tuyaux d'aspiration pour Planmeca Compact™ i Classic

FE002104 Système d'aspiration sélective Dürr CAS1

FE002105 Système d'aspiration sélective Dürr CS1

FE000653 Système d'aspiration sélective humide

FE000654 Système d'aspiration compatible avec la version sélective VS/A



## Connecteurs rapides pour air et eau

Les connecteurs rapides air et eau, qui permettent l'alimentation en air et en eau de dispositifs supplémentaires, sont désormais également disponibles pour l'unit Compact i Classic.



### Commander

FE000535 Connecteur rapide pour eau

FE000536 Connecteur rapide pour air

## Bras de console court de 340 mm et bras adaptateur pour Planmeca ProX™

Les fouets transthoraciques dotés d'un bras de console court de 340 mm et d'un bras adaptateur pour **Planmeca ProX™** sont désormais également disponibles pour **Planmeca Compact™ i Classic**. Le bras de console de 340 mm permet le positionnement rapide de la console d'instruments de la position de traitement à la position de maintenance. Il est particulièrement pratique dans les unités sans cuvette. Le Planmeca ProX monté sur l'unit dentaire est pratique si le montage mural ou au plafond n'est pas possible.



### Commander

FE002134 Fouets transthoraciques, bras de console de 340 mm

FE993142 Bras adaptateur pour Planmeca ProX



## Version autonome pour la caméra intraorale USB Planmeca Somia™

La caméra intraorale **Planmeca Somia™** est désormais disponible en version autonome. Il est plus pratique si la caméra n'est pas connectée à un unit dentaire Planmeca mais directement à un ordinateur. La livraison comprend la pièce à main de la caméra, un tuyau de 1600 mm avec une connexion USB et 50 manchons en plastique.



### Nouveautés sur les produits

*sur le site de Planmeca Dealer Support >>*

Planmeca Now 24/2018: Présentation de Planmeca Somia™ – notre nouvelle caméra intraorale >>



### Commander

FE004556 Caméra intraorale USB Planmeca Somia, autonome


## Planmeca PlanDesk™

**Planmeca PlanDesk™** est un bureau de petite taille avec quatre tiroirs et un réglage en hauteur motorisé. C'est une option idéale pour les cabinets où le matériel et les accessoires ne sont pas stockés dans les salles de traitement et où de grandes armoires ne sont donc pas nécessaires.



Commander

30017422 Planmeca PlanDesk



## Pièces à main d'aspiration Billund sans valve

Des versions sans valve des pièces à main d'aspiration Billund sont disponibles en tant que pièces de rechange. Les pièces à main sans valve sont hygiéniques car le nombre de raccords est réduit au minimum et aucun démontage n'est nécessaire avant le nettoyage.



Commander

30017543 Pièce à main sans valve Billund pour tuyau d'aspiration à volume élevé

30017544 Pièce à main sans valve Billund pour tuyau d'aspiration de salive

